



Advanced Technology In Analytical Instrumentation

〈酸素・窒素・分析装置〉

TC-336 酸素窒素同時分析装置


RO-336 酸素分析装置

TN-334 窒素分析装置

● 試料中酸素および窒素の昇温抽出曲線をプロットします。

● 拡張アタッチメントの着脱だけで金属分析、セラミック分析の使い分けができます。

TC-336型



鉄鋼，非鉄金属，電子材料，炭素繊維等
各種セラミックス (Si_3N_4 , AlN , BN , SiC , TiC 等)

感 度：0.1ppm 分析時間：40秒から

分析範囲(1g試料) (50mg試料)

酸素：0~0.2% 酸素：0~40%

窒素：0~0.5% 窒素：0~45%

マイクロプロセッサー


電子天秤，プリンター，プロッター

最新のテクノロジーによる
セラミックス分析

LECO

O N C
酸素・窒素・炭素

WR-112型



〈炭素分析装置〉

各種セラミックス(TiC , SiC , WC 等)
鉄鋼，非鉄金属，鉱石
触媒，土壌，海洋沈殿物，植物等

感 度：1ppm 分析時間：3分

分析範囲：0~40% プリンター内蔵

マイクロプロセッサー

フリー・カーボン分析装置 WR-12 + 管状炉

SiC 中のフリー・カーボン
およびトータル・カーボン
の分析ができます。

分析時間

Free C : Max 15分

Total C : 2~3分



日本総代理店 **日本アナリユト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466
九 州 営 業 所 〒805 北九州市八幡東区中央3-6-16(新八幡ビル) ☎(093) 662-6155

カタログ贈呈

昭和二十三年十月一日
昭和六十二年八月二十五日
印刷納本(毎月一回)
発行(一日発行)
編集兼発行人
東京都千代田区大手町一丁目九十四経団連会館内
倉木沢下直則
発行所
東京都千代田区大手町一丁目九十四経団連会館内
倉木沢下直則
電話東京〇三二七九六〇二一
郵便振替口座東京七一九三番
(会員の購読料は
会費に含む)