




ANALYTICAL INSTRUMENTATION WORLD WIDE!

..... COMBINING SPEED, AUTOMATION AND ACCURACY

金属全般から新素材まで、生産ラインから研究所まで、
材料分析にはスピードと信頼性の **LECO®** です。

CS



CS-244 炭素硫黄同時分析装置
CS-344 同上(ルツボ自動装填機構付)

〔鉄鋼，非鉄金属，特殊合金，鉱石等〕

感度：0.1ppm 分析時間：ショートサイクル25秒
 分析範囲(1g試料) 炭素：0～3.5%
 硫黄：0～0.35%


マイクロプロセッサ
電子天秤、プリンター内蔵

C


WR-112 炭素分析装置

各種セラミックス(TiC, SiC, WC等)
鉄鋼, 非鉄金属, 鉱石
触媒, 土壌, 海洋沈殿物, 植物等

感 度：1ppm 分析時間：3分
分析範囲：0～40% プリンター内蔵
マイクロプロセッサ



ON



TC-136 酸素窒素同時分析装置

〔鉄鋼，非鉄金属，電子材料，炭素繊維等〕
各種セラミックス（ Si_3N_4 ， AlN ， BN ， SiC ， TiC 等）

感 度: 0.1ppm	分析時間: 40~60秒
分析範囲(1g試料)	(50mg試料)
酸素: 0~0.2%	酸素: 0~40%
窒素: 0~0.5%	窒素: 0~45%

マイクロプロセッサ
電子天秤、プリンター内蔵

上記のほか、金属中水素・炭素・硫黄・酸素・窒素の各単能分析装置、遊離炭素分析装置、拡散性／非拡散性水素分析装置、及び、金属顕微鏡観察用試料調整機器など各種取りそろえております。



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)
 大阪支店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466
 九州営業所 〒805 北九州市八幡東区中央3-6-16(新八幡ビル) ☎(093) 662-6155

カタログ贈呈

昭和六十二年九月一日
昭和六十二年九月四日
印刷納本（毎月一回）
臨時増刊
編集兼発行人
印刷人
東京都千代田区大手町一、九、四経団連会館内
東京都千代田区神田錦町二、一、七戸木田純一
発行
経団連会館
〒一〇〇電話（東京）二七九六〇二（代表）
郵便振替口座東京七一一九三番
（会員の購読料は
会費に含む）