




ANALYTICAL INSTRUMENTATION WORLD WIDE!

..... COMBINING SPEED, AUTOMATION AND ACCURACY

金属全般から新素材まで、生産ラインから研究所まで、
材料分析にはスピードと信頼性の **LECO®** です。

CS



CS-244 炭素硫黄同時分析装置
CS-344 同上(ルツボ自動装填機構付)

〔鉄鋼，非鉄金属，特殊合金，鉱石等〕

感度：0.1ppm 分析時間：シヨートサイクル25秒
 分析範囲(1g試料) 炭素：0～3.5%
 硫黄：0～0.35%


マイクロプロセッサ
電子天秤、プリンター内蔵

C

WR-112 炭素分析装置

各種セラミックス(TiC, SiC, WC等)
鉄鋼, 非鉄金属, 鉱石
触媒, 土壌, 海洋沈殿物, 植物等

感 度：1ppm 分析時間：3分
分析範囲：0～40% プリンター内蔵
マイクロプロセッサ




ON

TC-136 酸素窒素同時分析装置

鐵鋼，非鐵金屬，電子材料，炭素纖維等
各種セラミックス (Si_3N_4 , AlN , BN , SiC , TiC 等)

感 度: 0.1 ppm	分析時間: 40~60秒
分析範囲(1g試料)	(50mg試料)
酸素: 0~0.2%	酸素: 0~40%
窒素: 0~0.5%	窒素: 0~45%

マイクロプロセッサ
電子天秤，プリンター内蔵



上記のほか、金属中水素・炭素・硫黄・酸素・窒素の各単能分析装置、遊離炭素分析装置、拡散性／非拡散性水素分析装置、及び、金属顕微鏡観察用試料調整機器など各種取りそろえております。



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)
 大阪支店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466
 九州営業所 〒805 北九州市八幡東区中央3-6-16(新八幡ビル) ☎(093) 662-6155

カタログ贈呈

昭和六十二年二月二十五日 印刷納本 (毎月一回) 編集兼発行人 東京都千代田区大手町一、九四経団連会館内
昭和六十二年三月一日 発行 (一日発行) 印刷人 東京都板橋区熊野町三十一倉沢直則

経団連会館 贈三階法人 日本鉄鋼協会
〒一〇〇 電話東京〇三三二七九六〇二一
郵便振替口座東京七一一九三番

(会員の購読料は
会費を含む)