



— 金属全搬から新素材まで —

O, N, C, S, H


信頼と実績

# チタン 分析も LECO® です。

〔チタン および チタン合金〕  
〔シリコンウム および シリコンウム合金〕

世界の分析分野と共に歩んできたLECO社は、独自のマイクロコンピューター応用技術と分析のノウハウを結合することで、誰れにでも安心して操作ができてしかも信頼性の高い分析装置を次々に生み出してきております。

## 酸素・窒素




### TC-136 酸素窒素同時分析装置

チタン中ON分析のスタンダード

分析時間：通常 40秒  
分析範囲：〈酸素〉 0～0.2% (試料重量1gの場合)  
〈窒素〉 0～0.5% ( " )  
分析感度：0.00001% (0.1ppm)  
マイクロプロセッサー  
自己診断機構  
電子天秤及びプリンター内蔵  
自動重量補正範囲：0.100～4.9999g

## 炭素・硫黄



### CS-244 炭素硫黄同時分析装置

### CS-344 同上 (ルツボ自動装填機構付)

### IR-232 硫黄分析装置

炭素はもちろん、硫黄の分析にも威力を発揮

分析時間：通常 30秒 ショートサイクル 25秒  
分析範囲：〈炭素〉 0～3.5% (試料重量1gの場合)  
〈硫黄〉 0～0.35% ( " )  
分析感度：0.00001% (0.1ppm)  
マイクロプロセッサー  
自己診断機構  
電子天秤及びプリンター内蔵

## 水 素

### RH-1E 水素分析装置

分析時間：2～3分  
分析範囲：0.10～100ppm (試料重量1gの場合)  
分析感度：0.01ppm

上記のほか、金属中水素・炭素・硫黄・酸素・窒素の各単能分析装置、表面炭素分析装置、拡散性/非拡散性水素分析装置、及び、金属顕微鏡観察用試料調整機器など各種取りそろえております。

日本総代理店

定評ある  
品質とサービス



## 日本アナリスト株式会社

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)  
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466  
九州営業所 〒805 北九州市八幡東区中央3-6-16(新八幡ビル) ☎(093) 662-6155

カタログ贈呈

昭和二十三年十月十一日  
昭和六十二年三月四日  
印刷納本(毎月一回)  
臨時増刊(一日発行)

編集兼発行人  
印刷人

東京都千代田区大手町一丁目四十四番地  
東京千代田区神田錦町二の七  
戸田下純

発行所

東京千代田区神田錦町二の七  
東京千代田区神田錦町二の七  
電話 三番四号  
郵便 振替口座 東京七一九三番

株式会社 方英社  
(定価 三三〇〇円)