



Advanced Technology In Analytical Instrumentation

〈酸素・窒素・分析装置〉

TC-336 酸素窒素同時分析装置
RO-336 酸素分析装置
TN-334 窒素分析装置

● 試料中酸素および窒素の昇温抽出曲線をプロットします。


● 拡張アタッチメントの着脱だけで金属分析、セラミック分析の使い分けができます。

TC-336型

〔鉄鋼，非鉄金属，電子材料，炭素繊維等
 各種セラミックス (Si_3N_4 , AlN , BN , SiC , TiC 等)〕

感 度：0.1ppm 分析時間：40秒から
 分析範囲(1g試料) (50mg試料)
 酸素：0~0.2% 酸素：0~40%
 窒素：0~0.5% 窒素：0~45%

マイクロプロセッサ
 電子天秤，プリンター，プロッター




最新のテクノロジーによる
 セラミックス分析

LECO

O N C
 酸素・窒素・炭素

WR-112型



〈炭素分析装置〉

〔各種セラミックス(TiC , SiC , WC 等)
 鉄鋼，非鉄金属，鉱石
 触媒，土壌，海洋沈殿物，植物等〕

感 度：1ppm 分析時間：3分
 分析範囲：0~40% プリンター内蔵
 マイクロプロセッサ

フリー・カーボン分析装置 WR-12 + 管状炉

SiC 中のフリー・カーボン
 およびトータル・カーボン
 の分析ができます。

分析時間
 Free C : Max 15分
 Total C : 2~3分



日本総代理店 **日本アナリユト株式会社**

定評ある
 品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)
 大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466
 九州営業所 〒805 北九州市八幡東区中央3-6-16(新八幡ビル) ☎(093) 662-6155

カタログ贈呈

昭和二十三年十月十一日
 昭和六十二年四月二十五日
 印刷納本 (毎月一回) 印刷
 編集兼発行人 東京都千代田区大手町一丁目九番四号 日本鉄鋼協会 (会員の購読料は) (会費を含む)
 発行所 東京都千代田区大手町一丁目九番四号 日本鉄鋼協会
 電話 東京三〇三(二七九)六〇二一
 郵便 振替口座 東京七一九三番