




PRODUCTS FOR EARTH SCIENCE

金属全般から
超電導セラミックスまで

材料分析(O,N,C,S)にはスピードと信頼性のLECOです。

TC-436

酸素窒素同時分析装置



[鉄鋼, 非鉄金属, 電子材料, 炭素繊維等
各種セラミックス (Si_3N_4 , AlN , BN , SiC , TiC)
 SiO_2 , $\text{Ba}_2\text{YCu}_3\text{O}_{7-y}$ 等)]

感度: 0.1 ppm 分析時間: 標準40秒
分析範囲(1g試料) (50mg試料)
酸素: 0~0.1% 酸素: 0~20%
窒素: 0~0.5% 窒素: 0~45%
電子天秤: プリンター内蔵
オプション: 昇温抽出プログラム

LECO

^{NEW}
400

シリーズ登場!


16ビット・マイクロコンピューター
カラーCRT
大容量固定ディスク

CS-444

炭素硫黄同時分析装置

[鉄鋼, 非鉄金属, 特殊合金, 鉱石等]

感度: 0.1 ppm 分析時間: 標準30秒
分析範囲(1g試料) 炭素: 0~6.0%
硫黄: 0~0.35%
電子天秤, プリンター内蔵
オプション: オートクリーニング
オートローダー, ルツボ空焼器



《Lowカーボン特別仕様》最小読み取り 0.01 ppm



日本総代理店 日本アナリコト株式会社

定評ある
品質とサービス

本社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)
大阪支店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466
九州営業所 〒804 北九州市戸畠区汐井町1-1(戸畠ステーションビル) ☎(093) 884-0309

カタログ販売

半成
二二
年年
七六
月月
一十五
日日
発印刷納行本
(毎月一回)
印編集兼發行人
東京都千代田区大手町一丁目
野町一丁目
十四経團連会館
内
倉木
沢下
直
則亨
半
元
食
郵
便
振
替
電
話
東
京
口
座
東
京
七
一
六
九
三
番
会
員
に
購
読
料
は