




PRODUCTS FOR EARTH SCIENCE

金属全般から
超電導セラミックスまで

材料分析(O,N,C,S)にはスピードと信頼性のLECOです。



TC-436

酸素窒素同時分析装置

〔鉄鋼、非鉄金属、電子材料、炭素繊維等
各種セラミックス (Si_3N_4 , AlN , BN , SiC , TiC)
(SiO_2 , $\text{Ba}_2\text{YCu}_3\text{O}_{7-y}$ 等)〕

感 度: 0.1ppm 分析時間: 標準40秒
分析範囲(1g試料) (50mg試料)
酸素: 0~0.1% 酸素: 0~20%
窒素: 0~0.5% 窒素: 0~45%
電子天秤: プリンター内蔵
オプション: 昇温抽出プログラム


LECO ^{NEW} 400 シリーズ登場!

16ビット・マイクロコンピューター
カラーCRT
大容量固定ディスク

CS-444

炭素硫黄同時分析装置

〔鉄鋼、非鉄金属、特殊合金、鉱石等〕
感 度: 0.1ppm 分析時間: 標準30秒
分析範囲(1g試料) 炭素: 0~6.0%
硫黄: 0~0.35%
電子天秤, プリンター内蔵
オプション: オートクリーニング
オートローダー, ルツボ空焼器



《Lowカーボン特別仕様》最小読み取り 0.01ppm



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281(代)
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06) 849-7466
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1 (戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0309

カタログ贈呈

平成
三二
年十二
月二十五
日
印刷納
行本
(毎月一
日発行)
編集兼
発行人
東京都
千代田
区大手
町一
九
四
経団連
会館内
倉島
沢田
直
則仁

〒100 東京都千代田区千代田三丁目三番
電話 03-3493-7281 (代)
郵便 振替口座 東京 190-1111
会費に含む (会員の購読料は)