




金属・セラミックス中 酸素・窒素・アルゴン 分析装置



TC-436 AR型

AOD、VOD精錬では酸素／窒素のみならず、アルゴンの含有量を定量分析する事が重要です。

LECO TC-436AR型はO／N同時またはN／Arの同時分析が出来ます。切換も簡単で分析操作は、マイクロプロセッサーによる自動化で熟練を要しません。

分析感度：0.1ppm
分析所要時間：O／N同時分析 40秒
Ar 分 析 150秒



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本社 〒141 東京都品川区西五反田 3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281代
大阪支店 〒560 大阪府豊中市岡上の町 2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06) 849-7 466
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1(戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0 309

カタログ贈呈