




金属・セラミックス中 酸素・窒素・アルゴン 分析装置



TC-436 AR型

AOD、VOD精錬では酸素／窒素のみならず、アルゴンの含有量を定量分析する事が重要です。

LECO TC-436AR型はO／N同時またはN／Arの同時分析が出来ます。切換も簡単で分析操作は、マイクロプロセッサによる自動化で熟練を要しません。

分 析 感 度：0.1ppm

分析所要時間：O／N同時分析 40秒
Ar 分 析 150秒



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281代
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06) 849-7 4 6 6
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1 (戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0 3 0 9

カタログ贈呈

平成三年十二月二十五日 印刷納本 (毎月一回) 編集兼発行人 東京都千代田区大手町一丁目四十三番 倉島 沢田 直 則仁

〒100 郵便振替口座 東京七〇三(三三九)六〇二一 (会員の購読料は) 電話東京〇三(三三九)六〇二一 (会費を含む)