




# 金属・鉱石・無機物・セラミック中 C・S・O・N・H 分析装置各種



## TC-436

### 酸素窒素同時分析装置

(鉄鋼, 非鉄金属, 電子材料, 炭素繊維等)  
各種セラミックス ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{AlN}$ ,  $\text{BN}$ ,  $\text{SiC}$ ,  $\text{TIC}$ )  
 $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Ba}_2$ ,  $\text{YCu}_3$ ,  $\text{O}_7$ -y等)

感 度: 0.1ppm 分析時間: 標準40秒  
分析範囲: (1g試料) (50mg試料)  
酸素: 0~0.1% 酸素: 0~20%  
窒素: 0~0.5% 窒素: 0~45%

電子天秤: プリンター内蔵  
オプション: 昇温抽出プログラム

姉妹機

TC-136 O-N分析 TN-414 N分析  
RO-416 O分析 TN-114 N分析

## CS-444

### 炭素硫黄同時分析装置


(鉄鋼, 非鉄金属, 特殊合金, 鉱石等)

感 度: 0.1ppm 分析時間: 標準30秒  
分析範囲: (1g試料) 炭素: 0~6.0%  
硫黄: 0~0.35%

電子天秤, プリンター内蔵  
オプション: オートクリーニング  
オートローダー, ルツボ空焼器

姉妹機

CS-244 C・S分析 EC-12 C分析  
IR-412 C・O分析 IR-432 S分析  
WR-112 C分析 IR-232 S分析



## RH-404


### 水素分析装置

(鉄鋼, 銅, チタン等)

感 度: 0.01ppm 分析時間: 通常80秒  
分析範囲: 0.3~250ppm (試料1gの場合)

姉妹機

RH-402 水素分析  
DH-103 水素分析



常設展示中 分析方法その他  
御相談承ります。



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

LECO社はISO 9002  
適格認定されています。

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281代  
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06) 849-7 4 6 6  
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1 (戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0 3 0 9