




TC-36型

酸素・窒素同時分析

高温抽出：自動インパルスファーンネス
により最高3000℃で抽出

分析時間：O、N同時 2分

分析範圍：1 ppm~2000ppm

分析精度：± 2 ppm

自動：自動ガスドレーザー付
取扱容易・熟練不要

適用範囲：鉄鋼・合金・非鉄金属・鉱石・無機物・固形・箔・切粉等形状はなんでもOK

円高メリットによる
値下げ断行!!



金属中

U.S.A.

ガス分析装置

O、N、H

鉄鋼、フェロアロイ、ジルカロイ、チタン、モリブデン、銅、溶接棒、その他金属全般

水素分析

円高メリ

ットによる
値下げ断行!!

高温抽出：インパルスファーンネスにより2500℃で抽出


分析時間：2分

分析範圍：0.4ppm～2000ppm

感 度: 0.01 ppm

自動：自動ガスドローザー付
取扱容易・熟練不要

適用範囲：鉄鋼・合金・非鉄金属・溶接棒・その他金属全般



RH-1E型

世界各国標準試料 在庫豊富
リスト贈呈

LECO分析装置は全世界に数千台の納入実績をもち、欧米諸国および日本はもとより、ソ連、中国、台湾、南米、東南アジア、アラブ諸国、アフリカに至るまで、全世界に普及しており、今や世界の標準器としての信頼を得ております。この度LECO社では世界各国の標準試料の交流をはかるため全世界のサービス網を通じて、自社製標準試料に加えBAM(ドイツ)、IRSID(フランス)、BCS(イギリス)、JERNKOTORETS(スウェーデン)、CKD(チェコスロバキヤ)等の金属標準試料各種の普及販売を開始しました。どうぞご利用ください。

その他C,S,N,O,H分析装置各種豊富に揃っております。 カタログ贈呈

日本総代理店



目 本 ア ナ リ ス ト 株 式 会 社

定評ある
品質とサービス

常設展示中

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) TEL(03)493-7281(代)

大阪営業所 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) TEL(06)849-7 4 6 6

九州出張所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1(戸畑ステーションビル3F)日商岩井KK内
TEL(093)882-8366

昭和二十三年十月十一日 第三種郵便物認可
昭和五十三年四月二十五日 印刷納本 (毎月一回)
昭和五十三年五月一日 発行 (一日発行)
編集兼発行人 東京千代田区大手町一、九四經団連会館内
印刷人 東京都板橋区熊野町三十一
田畑新太郎
倉沢直
経団連会館
電話東京二七九六〇二(代表)
郵便振替口座東京七一一九三番
分譲価格一五〇〇円
会 員 無 料