




TC-36型

酸素・窒素同時分析

高温抽出：自動インパルスファーンネスにより最高3000℃で抽出

分析時間：O、N同時 2分

分析範囲：1 ppm～2000ppm

分析精度：± 2 ppm

自 動：自動ガスドーズー付
取扱容易・熟練不要

適用範囲：鉄鋼・合金・非鉄金属・鋳石・無機物・固形・箔・切粉等形状はなんでもOK

円高メリットによる
値下げ断行!!



金属中

U.S.A.

ガス分析装置

O、N、H

鉄鋼、フェロアロイ、ジルカロイ、チタン、モリブデン、銅、溶接棒、その他金属全般

水 素 分 析

高温抽出：インパルスファーンネスにより2500℃で抽出


分析時間：2分

分析範囲：0.4ppm～2000ppm

感 度：0.01 ppm

自 動：自動ガスドーズー付
取扱容易・熟練不要

適用範囲：鉄鋼・合金・非鉄金属・溶接棒・その他金属全般



RH-1E型

世界各国標準試料 在庫豊富 リスト贈呈

LECO分析装置は全世界に数千台の納入実績をもち、欧米諸国および日本はもとより、ソ連、中国、台湾、南米、東南アジア、アラブ諸国、アフリカに至るまで、全世界に普及しており、今や世界の標準器としての信頼を得ております。この度LECO社では世界各国の標準試料の交流をはかるため全世界のサービス網を通じて、自社製標準試料に加えBAM(ドイツ)、IRSID(フランス)、BOS(イギリス)、JERNKOTORETS(スウェーデン)、OKD(チェコスロバキヤ)等の金属標準試料各種の普及販売を開始しました。どうぞご利用ください。

その他C, S, N, O, H分析装置各種豊富に揃っております。 カタログ贈呈

日本総代理店



日本アナリスト株式会社

定評ある
品質とサービス
常設展示中

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) TEL(03)493-7281(代)
大阪営業所 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) TEL(06)849-7466
九州出張所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1(戸畑ステーションビル3F)日商岩井KK内
TEL(093)882-8366

昭和五十二年十月十一日
昭和五十二年六月二十五日
昭和五十二年七月一日
印刷納本(毎月一回)
発行(一日発行)
編集兼発行人 東京都千代田区大手町一九四経団連会館内 倉田 新太郎
印刷 東京都板橋区熊野町三十一 倉田 新太郎
郵電 電話 振替 東京 口座 東京 七一九三番
分館 価格 一五〇〇円
会 員 無 料